

de Gebrauchsinformation - 3M™ Kerrasol™

Wundspüllösung 1000 ml

Produkteigenschaften:

3M™ Kerrasol™ Wundspüllösung dient der Reinigung, Befeuchtung, mechanischen Dekontamination und Infektionsprophylaxe in der akuten und chronischen Wunde. Die Anwendung von Kerrasol Wundspüllösung ist nicht reizend, nicht irritierend und gut verträglich. Kerrasol Wundspüllösung wird zur Wundreinigung verwendet und hilft dabei, Biofilm und fibrinoide Ablagerungen zu entfernen. Außerdem unterstützt die Kerrasol Wundspüllösung eine schmerzarme Entfernung der Wundauflage. Für den Einsatz zur Unterdruck-Wundtherapie (NPWT) geeignet.

Als Mehrdosenbehältnis ist Kerrasol Wundspüllösung mit NaOCl/HOCl konserviert. Dies ermöglicht die Verwendung des Produkts über 12 Wochen hinweg. Wundgerüche werden durch den Einsatz von Kerrasol Wundspüllösung schnell und zuverlässig eliminiert.

Es sind keine Nebenwirkungen bekannt, allergische Reaktionen sind nicht zu erwarten.

Anwendung:

Eine Wunde sollte zuerst von Schmutz, Blut, Belägen gereinigt werden. Hierzu werden die betroffenen Areale mit Kerrasol Wundspüllösung in großzügiger Menge intensiv gespült. Bei starken Verunreinigungen kann die Anwendung mehrmals wiederholt werden. Nach der Anwendung von Kerrasol Wundspüllösung muss nicht mit einer weiteren Lösung nachgespült werden (d.h. Rückstände von Kerrasol Wundspüllösung können in der Wunde verbleiben). Verkrustete und schwer ablösbare Wundauflagen oder Verbände werden mit Kerrasol Wundspüllösung reichlich getränkt, bis sie durchnässt sind. Nach kurzer Wartezeit können diese vorsichtig schmerzarm abgelöst werden. Danach kann bei Bedarf das Kerrasol™ Wundgel oder Kerrasol™ Wundsprühgel dünn aufgetragen werden. Es gibt keine Einschränkung in der Häufigkeit und Dauer der Anwendung. Ein leichter Chlorgeruch ist ein Zeichen für die Aktivität des Konservierungssystems.

Anwendungseinschränkungen:

Kerrasol Wundspüllösung sollte bei bekannten Allergien gegen einen der Inhaltsstoffe nicht eingesetzt werden. Nicht gleichzeitig mit anderen wundreinigenden Sprays, Lösungen, Gels und vorgetränkten Kompressen anwenden. Nicht gleichzeitig mit Chlorhexidin haltigen Produkten anwenden.

Zur Anwendung in der Schwangerschaft, in der Stillzeit und bei Kindern unter zwei Jahren fragen Sie vorher Ihren Arzt oder Apotheker. Bei Kindern bis 12 Jahren sollte die Anwendung von einem Erwachsenen beaufsichtigt werden. Bei Rötung, Schwellung oder Schmerzen im Wundbereich oder wenn sich der Zustand der Wunde nicht innerhalb weniger Tage verbessert, sollte ein Arzt aufgesucht werden.

Nicht zur Infusion oder Injektion anwenden!

Allgemeine Sicherheitshinweise:

Nur zur äußerlichen Anwendung bei Hautwunden. Nicht schlucken, Augenkontakt vermeiden. Vor Kindern sicher aufbewahren. Nur einwandfreie und unbeschädigte Flaschen verwenden. Die Produkte nur bis zu den auf der Flasche angegebenen Haltbarkeitsdaten und nach dem Öffnen nicht länger als 12 Wochen verwenden.

Bitte melden Sie ein schwerwiegendes Vorkommnis im Zusammenhang mit dem Produkt umgehend an Prontomed und die zuständige Aufsichtsbehörde.

Zusammensetzung:

Aqua, <0,08% Natriumhypochlorit/ hypochlorige Säure

Glossar der Symbole:

	Hersteller
	Verwendbar bis
	Fertigungslosnummer, Charge
	Artikelnummer
	Gebrauchsanweisung in Papier- oder elektronischer Form beachten
	Achtung
	Medizinprodukt
	CE-Zeichen
	Einmalige Produktkennung
	Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden und Gebrauchsanweisung beachten
	Temperaturlimit
	Trocken aufbewahren
	Vor Sonnenlicht schützen
	Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren

Instruction for Use - 3M™ Kerrasol™ Wound Irrigation

Solution 1000 ml

Product properties:

3M™ Kerrasol™ Wound Irrigation Solution is used for cleaning, moistening, mechanical decontamination and infection prevention in the acute and chronic wound.

The application of Kerrasol Wound Irrigation Solution is non-irritating. Kerrasol Wound Irrigation Solution is used for cleaning the wound by helping to remove biofilms and fibrinoid residues. In addition, Kerrasol Wound Irrigation Solution can aid the gentle removal of dressings.

Suitable for use in negative pressure wound therapy (NPWT).

As a multi-dose container, Kerrasol Wound Irrigation Solution is preserved with NaOCl/HOCl. This allows the product to be used for up to 12 weeks after first opening.

Wound odour is quickly and reliably eliminated when using Kerrasol Wound Irrigation Solution.

There are no known side effects, allergic reactions are not to be expected.

Application:

The wound should first be cleaned to remove dirt, blood and any residues. The affected area is thoroughly cleaned using generous amounts of Kerrasol Wound Irrigation Solution. In the event of major contamination, the application can be repeated several times. Once the cleaning procedure is finished, a secondary cleaning solution is not required (i.e. any residual Kerrasol Wound Irrigation Solution can be left in the wound).

Dressings or bandages that are difficult to remove are soaked in Kerrasol Wound Irrigation Solution until they are wet. After a short waiting period, they can then be carefully removed virtually pain-free. If needed, 3M™ Kerrasol™ Wound Gel or 3M™ Kerrasol™ Wound Spray Gel can be applied.

There are no restrictions regarding the frequency and duration of use.

A slight chlorine odour indicates the activity of the preservative system.

Application restrictions:

Kerrasol Wound Irrigation Solution should not be used if there are known allergies to any of the ingredients. Do not use in combination with other wound cleaning sprays, solutions, gels and pre-saturated dressings.

Do not use simultaneously with products containing chlorhexidine.

For use during pregnancy, while breast-feeding and in children under two years of age, consult your doctor or pharmacist beforehand. In children up to 12 years of age, the application should be supervised by an adult. If there is redness, swelling or pain in the wound area or if the condition of the wound does not improve within a few days, a doctor should be consulted.

Not intended for infusion or injection!

General safety instructions:

Only apply to external dermal wounds, do not swallow and avoid eye contact. Keep away from children. Only use intact, undamaged bottles. Only use the products prior to the expiration date indicated on the bottle. Once opened, product can only be used for a maximum of 12 weeks. Please report a serious incident occurring in relation to the device immediately to Prontomed and the responsible regulatory authority.

Ingredients:

Aqua, <0,08% sodium hypochlorite/hypochlorous acid.

Symbol Glossary:

	Manufacturer
	Use by date
	Batch number
	Catalog number
	Consult instructions for use or consult electronic instructions for use
	Caution
	Medical device
	CE Mark
	Unique Device Identifier
	Do not use if package is damaged and consult instructions for use
	Temperature limit
	Keep dry
	Keep away from Sunlight
	Keep out of reach of children



 **Prontomed GmbH**
Am Bahndamm 70
32120 Hiddenhausen

Distributed by
3M Deutschland GmbH
Health Care Business

Carl-Schurz-Str. 1
41453 Neuss, Germany
3M.com
For more information see, HCBRegulatory.3M.com

3M and Kerrasol are trademarks of 3M.
© 2022, 3M.
Unauthorized use prohibited. All rights reserved.
Made in Germany
Issue 01 - Apr 2022
Issue date: 2022-05