VERSORGUNGSSYSTEMATIK*
ARM UND HAND

Mithilfe der Bauerfeind-Versorgungssystematik finden Sie den passenden VenoTrain-Kompressionsstrumpf für Ihre Kunden. Die Wahl des Kompressionsstrumpfes und der Kompressionsklasse sollte immer die jeweilige individuelle Patientensituation sowie die Bedürfnisse des Patienten berücksichtigen. Bitte sprechen Sie uns in Zweifelsfällen direkt an.

LYMPHÖDEM

				
Stadien	**STADIUM 0 LATENZSTADIUM**	**STADIUM 1 SPONTAN REVERSIBEL**	**STADIUM 2 NICHT SPONTAN REVERSIBEL**	**STADIUM 3 NICHT SPONTAN REVERSIBEL**
Beschaffenheit	Das Lymphsystem ist geschädigt, doch es liegt noch kein sicht- oder tastbares Ödem vor.	Das Gewebe ist weich und lässt sich mit sichtbarer Delle leicht eindrücken.	Das Gewebe ist verhärtet, eine Delle lässt sich nur schwer oder gar nicht mehr eindrücken.	Starke Zunahme des Ödems an Umfang mit teilweise extremen Ausmaßen.
PRODUKTEMPFEHLUNG**				
VenoTrain® soft rundgestrickt				
VenoTrain® curaflow flachgestrickt				

LIPÖDEM

			
Morphologie***	**MORPHOLOGISCHE EINTEILUNG 1**	**MORPHOLOGISCHE EINTEILUNG 2**	**MORPHOLOGISCHE EINTEILUNG 3**
Beschaffenheit	Die Hautoberfläche ist glatt, das Unterhaut-fettgewebe verdickt und die Fettstruktur feinknotig.	Die Hautoberfläche ist uneben und die Fett-struktur grobknotig.	Das Gewebe ist zusätz-lich derber und härter. Zudem gibt es groß-flächig deformierende Fettlappen.
PRODUKTEMPFEHLUNG**			
VenoTrain® soft rundgestrickt			
VenoTrain® curaflow flachgestrickt			

KOMPRESSIONSKLASSEN**

Ccl 1: 15 – 21 mmHg
- leichte Kompression

Ccl 2: 23 – 32 mmHg
- mittlere Oberflächenwirkung
- Versorgung von primären und sekundären Lymphödemen am Arm Stadium 1 und 2, Lipödemen, Lipödem mit sekundärem Lymphödem

Ccl 3: 34 – 46 mmHg
- kräftige Oberflächenwirkung
- Versorgung von primären und sekundären Lymphödemen am Arm Stadium 2 und 3, Lipödemen, Lipödem mit sekundärem Lymphödem

* schematische Darstellung
** Für eine vollständige Übersicht der Indikationen und Kontraindikationen unserer Produkte konsultieren Sie bitte die jeweilige Gebrauchsanweisung!
*** Keine Stadieneinteilung aufgrund der neuen Leitlinie Lipödem. (Quelle: S2k-Leitlinie Lipödem: AWMF-Registernummer 037-012, Stand 2024)