VenoTrain® act COTTON
VenoTrain® act MICROFIBER
FÜR SANFTE UNTERSTÜTZUNG

VenoTrain act cotton als Herrenstrumpf und VenoTrain act microfiber als Damen- oder Herrenstrumpf sind mit hoher Stützwirkung in 280 DEN zuverlässige Begleiter auf Reisen, im Beruf oder in der Freizeit.

DETAILS

FUSSSPITZE geschlossen

MATERIALZUSAMMENSETZUNG

- COTTON: 27 % Polyamid, 10 % Elasthan, 63 % Baumwolle
- MICROFIBER: 94 % Polyamid, 6 % Elasthan

PFLEGEHINWEISE



BESONDERHEITEN

COTTON

- für ihn
- besonderer Tragekomfort mit Baumwolle
- in markanter Ripp-Optik
- blickdicht
- Kniestrumpf mit hoher Stützwirkung (280 DEN)
- in vier Farben

MICROFIBER

- für sie und ihn
- besonders hautfreundlich und weich durch hohen Mikrofaseranteil
- schmiegt sich angenehm ans Bein und ist atmungsaktiv
- Kniestrumpf mit hoher Stützwirkung (280 DEN)
- in vier Farben



COTTON



MICROFIBER

SERIE

			AD
DEN			**280**
FARBEN		**BEIGE**	●
		SCHWARZ	●
		GRAPHIT	●
		MARINE	●

experts.bauerfeind.com/venotrain-act-cotton
experts.bauerfeind.com/venotrain-act-microfiber