VenoTrain® business
DER ELEGANTE

Ob auf Reisen oder im Beruf: Der VenoTrain business vereint Stilsicherheit und Eleganz und erfüllt sämtliche Anforderungen an einen erstklassigen Kniestrumpf.

Durch die Verwendung von Baumwolle auf der Innenseite ist unser VenoTrain business besonders atmungsaktiv und hautfreundlich, was ihn zu einer idealen Wahl für das professionelle Umfeld macht. Ein breites Komfortbündchen und die verstärkte Fußsohle unterstützen den Tragekomfort zusätzlich.

STANDARDFARBEN

SCHWARZ



MARINE



DENIM*



GRAU*



BESONDERHEITEN

- hautfreundlich und komfortabel dank des Materialmixes mit Baumwolle
- zuverlässige Unterstützung im Fußbereich durch die verstärkte Fußsohle
- auch nach häufigem Tragen und Waschen behält VenoTrain business seine Form und Optik durch eine spezielle Faserkonstruktion mit Antipilling-Effekt

DETAILS

GRÖSSENSYSTEMATIK PERFECT-FIT (S – XL)

KOMPRESSIONSKLASSEN
- Ccl 1 (18 – 21 mmHg)
- Ccl 2 (23 – 32 mmHg)

FUSSSPITZE geschlossen

MATERIALZUSAMMENSETZUNG
- Ccl 1: 80 % Polyamid, 14 % Elasthan, 6 % Baumwolle
- Ccl 2: 71 % Polyamid, 24 % Elasthan, 5 % Baumwolle

PFLEGEHINWEISE



● SERIE
▲ MASSANFERTIGUNG

ABSCHLUSS HAFTBAND	 AD	
Trikotrand	●▲	
Noppe	▲	

in Schuhgröße 36 – 41 (foot short) oder 41 – 46 (foot long) erhältlich

* Auslieferung von Serienanfertigungen innerhalb von sieben Arbeitstagen

experts.bauerfeind.com/venotrain-business

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 S98-0153 HOHENSTEIN HTTI Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

RAL GÜTEZEICHEN MEDIZINISCHE KOMPRESSIONS-STRÜMPFE

CE MD

