VenoTrain® cocoon
DER PFLEGENDE

Der hautpflegende medizinische Kompressionsstrumpf bietet nicht nur Kompression, sondern auch einen besonderen Schutz und Pflege für trockene und sensible Haut.[1]

Hochwertige Pflegestoffe, die in den Strumpf integriert sind, unterstützen die natürliche Hautbarriere und machen trockene Haut spürbar geschmeidiger.

STANDARDFARBEN

SCHWARZ

MARINE

DENIM*

GRAU*

BESONDERHEITEN

- angenehmes Tragegefühl und optimale Pflege durch innovativen Naturfaser-Mix mit integrierten Pflegestoffen
- Erhalt der Hautfeuchtigkeit klinisch bewiesen[1]
- bewahrt den Hautzustand während der Kompressionstherapie durch effektive Wirkung gegen Juckreiz und Hautschuppung

DETAILS

GRÖSSENSYSTEMATIK PERFECT-FIT (S – XL)

KOMPRESSIONSKLASSE


- CcI 2 (23 – 32 mmHg)

FUSSSPITZE geschlossen

MATERIALZUSAMMENSETZUNG

- 52 % Polyamid, 26 % Elasthan, 11 % Baumwolle, 11 % Cellulose

PFLEGEHINWEISE



● SERIE

ABSCHLUSS	AD
Trikotrand	●

in Schuhgröße 36 – 41 (foot short) oder 41 – 46 (foot long) erhältlich

[1] Westphal, T., et al. (2019) Medical compression stockings on the skin moisture in patients with chronic venous disease. Vasa doi: 10.1024/0301-1526/a000812

* Auslieferung von Serienanfertigungen innerhalb von sieben Arbeitstagen

experts.bauerfeind.com/venotrain-cocoon

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 S98-0153 HOHENSTEIN HTTI Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

RAL GÜTEZEICHEN MEDIZINISCHE KOMPRESSIONS-STRÜMPFE

CE MD

C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6