VenoTrain® hero
DER LÄSSIGE

Der VenoTrain hero ist der ideale Begleiter für alle Lebenslagen, insbesondere in der Freizeit. Er zeigt seine Stärken nicht nur bei anspruchsvollen beruflichen Aktivitäten, sondern bietet auch maximalen Komfort für entspannte Momente.

Dank seiner nahtlosen Fußspitze, gepolsterten Zehen- und Fersenpartien mit Merinowolle sowie einem faltenfreien Spann bietet er den ganzen Tag ein angenehmes und bequemes Tragegefühl.

STANDARDFARBEN

SCHWARZ

MARINE

DENIM*

GRAU*

BESONDERHEITEN

- optimale Passform mit **drei verschiedenen Beinlängen**
- langlebig und strapazierfähig dank robuster Materialien
- höchster Tragekomfort und angenehmes Fußklima durch die Merinowolle und flauschige Polsterung im Fußbereich
- geeignet auch für empfindliche Füße dank der nahtlosen Fußspitze (seamless)
- faltenfreier Sitz am Spann mit der speziellen Beugezone
- gezielte Druckentlastung dank der Aussparung an der Achillessehne

nahtlose Fußspitze

drei verschiedene Beinlängen

DETAILS

GRÖSSENSYSTEMATIK PERFECT-FIT (S – XL)

KOMPRESSIONSKLASSE

- Ccl 2 (23 – 32 mmHg)

FUSSSPITZE geschlossen

MATERIALZUSAMMENSETZUNG

- Ccl 2: 84 % Polyamid, 14 % Elasthan, 2 % Wolle (Merinowolle)

PFLEGEHINWEISE

30

SERIE

ABSCHLUSS HAFTBAND	AD
Trikotrand	●

in Schuhgröße 36 – 41 (foot short) oder 41 – 46 (foot long) erhältlich

*Auslieferung von Serienanfertigungen innerhalb von sieben Arbeitstagen

experts.bauerfeind.com/venotrain-hero

BIO

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 S98-0153 HOHENSTEIN HTTI Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

RAL GÜTEZEICHEN MEDIZINISCHE KOMPRESSIONS-STRÜMPFE

CE MD

C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6