VenoTrain® pure
DIE BASISVERSORGUNG

Der Kompressionsstrumpf VenoTrain pure unterstützt die Venentätigkeit und lindert das Gefühl schwerer und müder Beine. Dank seines hautfreundlichen und atmungsaktiven Gestricks bietet er einen angenehmen Tragekomfort.

FARBEN

BEIGE **SCHWARZ***

BESONDERHEITEN

- erhältlich im bewährten Perfect-Fit-Größensystem
- strapazierfähiges Material

DETAILS

GRÖSSENSYSTEMATIK PERFECT-FIT (S – XL)

KOMPRESSIONSKLASSEN
- Ccl 1 (18 – 21 mmHg)
- Ccl 2 (23 – 32 mmHg)

FUSSSPITZE geschlossen, offen

MATERIALZUSAMMENSETZUNG
- Ccl 1: 77 % Polyamid, 23 % Elasthan
- Ccl 2: 74 % Polyamid, 26 % Elasthan

PFLEGEHINWEISE

40

● SERIE
▲ MASSANFERTIGUNG

ABSCHLUSS HAFTBAND	AD	AG	AT
Trikotrand / Komfortbündchen	●▲		●▲
Noppe	●▲	●▲	

*Auslieferung von Serienanfertigungen innerhalb von sieben Arbeitstagen

experts.bauerfeind.com/venotrain-pure

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 S98-0153 HOHENSTEIN HTTI Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

RAL GÜTEZEICHEN MEDIZINISCHE KOMPRESSIONS-STRÜMPFE

CE MD

C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6