VenoTrain® ulcertec
DER KOMPRESSIONS-SPEZIALIST BEI ULCUS CRURIS VENOSUM

Videos mit weiteren Informationen zum VenoTrain ulcertec finden Sie in unserem Onlineshop
experts.bauerfeind.com

Die Kombination aus Oberstrumpf mit speziell von Bauerfeind entwickeltem Rhomboid-Gestrick und hautfreundlichem Unterstrumpf zur Fixierung der Wundauflage ermöglicht einfaches Anlegen auch ohne fremde Hilfe.
Die dazugehörigen Unterstrümpfe sind auch zur leichten Dauerkompression in der Nacht geeignet, einzeln im Dreier-Set nachbestellbar und kochwäschegeeignet.

FARBEN

BEIGE OBERSTRUMPF

WEISS UNTERSTRUMPF

BESONDERHEITEN

- aufeinander abgestimmte Kompression von Ober- und Unterstrumpf
- einzigartiges Druckprofil für eine höhere Abheilungsrate bei hohem Komfort für den Patienten[1]
- differenzierte Therapie durch zwei Ausführungen innerhalb einer Kompressionsklasse

39 – moderate
- Kompressionsklasse 3 (34 – 46 mmHg)
- Unterstrumpf mit leichter Kompression, der in Kombination mit dem Oberstrumpf einen Kompressionsdruck im unteren Bereich der Kompressionsklasse 3 ergibt

46 – strong
- Kompressionsklasse 3 (34 – 46 mmHg)
- Unterstrumpf mit mittlerer Kompression, der in Kombination mit dem Oberstrumpf einen Kompressionsdruck im oberen Bereich der Kompressionsklasse 3 ergibt

DETAILS

GRÖSSENSYSTEMATIK X5+ (XS – XL)

KOMPRESSIONSKLASSEN
- 39 – moderate: 34 – 46 mmHg
  Unterstrumpf mit leichter Kompression
- 46 – strong: 34 – 46 mmHg
  Unterstrumpf mit mittlerer Kompression

FUSSSPITZE
- offen (Oberstrumpf)
- geschlossen (Unterstrumpf)

MATERIALZUSAMMENSETZUNG

UNTERSTRUMPF AG[2]
- 39 – moderate: 68 % Polyamid, 32 % Elasthan

UNTERSTRUMPF AD
- 39 – moderate: 87 % Polyamid, 13 % Elasthan
- 46 – strong: 69 % Polyamid, 31 % Elasthan

OBERSTRUMPF (39 – moderate / 46 – strong)
- Serie: 79 % Polyamid, 21 % Elasthan
- Maß: 68 % Polyamid, 32 % Elasthan

PFLEGEHINWEISE
- Oberstrumpf: 40
- Unterstrumpf: 95

● SERIE ▲ MASSANFERTIGUNG

ABSCHLUSS HAFTBAND	AD	AG
Trikotrand / Komfortbündchen	●▲	
Silikon Sensitiv		●▲

[1] Jünger, M., et al. (2004) Efficacy and tolerability of an ulcer compression stocking for therapy of chronic venous ulcer compared with a below-knee compression bandage: results from a prospective, randomized, multicentre trial. Current medical research and opinion, doi: 10.1185/030079904X4086

[2] Der Unterstrumpf AG hat zusätzlich am oberen Strumpfrand ein Silikonhaftband. Dieses besteht aus Polyamid, Elasthan und Silikon.

experts.bauerfeind.com/venotrain-ulcertec

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 S98-0153 HOHENSTEIN HTTI Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

RAL GÜTEZEICHEN MEDIZINISCHE KOMPRESSIONS-STRÜMPFE

CE MD

C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6