BAUERFEIND®

VenoTrain® impuls
STARKER RUNDSTRICK. HOHER TRAGEKOMFORT.

Der medizinische Kompressionsstrumpf VenoTrain impuls ist der starke Begleiter aus dem CLASSIC-Portfolio für Patienten mit einer **ausgeprägten Venenschwäche***, weichem Bindegewebe oder die **robuste Qualitäten** im Alltag bevorzugen.

INDIKATIONEN*

+ chronische Venenkrankheit mit Hautveränderungen (Atrophie blanche, Dermatoliposklerose)
+ Venenthrombosen (oberflächliche Venenthrombose, tiefe Beinvenenthrombose, postthrombotisches Syndrom)
+ Nachsorge abgeheilter venöser Ulcera (Rezidivprophylaxe)
+ Lipödem
+ Lymphödeme (Anfangsstadium 0-1)



» Neben der Stricktechnik kann über die Materialität die Stiffness, also das Verhältnis von Ruhe- zu Arbeitsdruck, beeinflusst und der erforderliche Massageeffekt bei Ödemen erhöht werden. Genau hier setzt der VenoTrain impuls mit seinem kurzzügigen Gestrick an. «



Prof. Dr. M. Stücker
Geschäftsführender Direktor der Klinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie, Ruhr-Universität Bochum

PRODUKTMERKMALE UND THERAPIEVORTEILE



Besondere Tiefenwirkung durch hohen Arbeitsdruck bereits bei geringer Muskelbewegung

Hoher Tragekomfort durch atmungsaktive Mikrofaser

leichtes An- und Ablegen durch großzügig gearbeitete Easy-Ferse

Reduziert Einschnürungen und Faltenbildung, besonders bei weichem Bindegewebe, durch kurzzugelastisches Gestrick

Für starke Beanspruchung im Alltag durch robustes und strapazierfähiges Material

Hohe Passgenauigkeit durch hochdifferenziertes Größensystem V6+

*Für ergänzende Hinweise zu Indikationen, Gegenindikationen und der Handhabung des von Ihnen gewünschten Produkts bitte die jeweilige Gebrauchsanweisung konsultieren!

LIP-/
LYMPHÖDEM
GEEIGNET*

● SERIE ○ MASSANFERTIGUNG

ABSCHLUSS HAFTBAND	AD	AG	AGHB	AT	ATH	ATX
Trikotrand/Taillenband	●○			●○	○	○
Noppe	●○	●○				
Hüftbefestigung			●○			

AT JETZT IN SERIE **HILFSMITTELNUMMER AT SERIE: CCL 2: 17.06.04.1190 / CCL 3: 17.06.04.2037**

DETAILS

GRÖSSENSYSTEMATIK V6+ (I – VI)

KOMPRESSIONSKLASSEN

- Ccl 2 (23 – 32 mmHg)
- Ccl 3 (34 – 46 mmHg)

FUSSSPITZE geschlossen, offen

MATERIALZUSAMMENSETZUNG

- Ccl 2: 80% Polyamid, 20% Elasthan
- Ccl 3: 75% Polyamid, 25% Elasthan

PFLEGEHINWEISE

STANDARDFARBEN

CARAMEL

ANTHRAZIT

MARINE


SCHWARZ

FASHION COLORS 2023/2024

WILD BERRY

DEEP PETROL

SERIENGRÖSSENTABELLE V6+



Umfang	I NORMAL	I PLUS	II NORMAL	II PLUS	III NORMAL	III PLUS	IV NORMAL	IV PLUS	V NORMAL	V PLUS	VI NORMAL	VI PLUS
cT	67-89	71-91	73-111	75-115	76-118	79-119	82-127	84-129	86-136	91-138	96-140	102-145
cH	85-102		87-116		92-121		98-132		104-140		110-146	
cG	45–53	51–59	48–56	54–62	51–59	57–66	54–63	60–69	57–66	63–73	60–70	66–76
cF	39–45	43–50	42–49	46–53	45–52	49–57	48–56	52–60	51–59	55–64	54–63	58–67
cE	32–37	35–40	34–39	37–42	36–41	39–44	38–44	41–47	40–46	43–49	42–48	45–51
cD	28–32	30–34	30–34	32–37	32–37	34–39	34–39	36–41	36–41	38–43	38–43	40–46
cC	29–33	31–35	31–35	33–38	33–38	35–40	35–40	37–42	37–42	39–44	39–44	41–47
cB1	23–27	24–28	25–29	26–30	27–31	28–32	29–34	30–35	31–36	32–37	33–38	34–39
cB	19–20,5		20,5–22		22–24		24–26		26–28,5		28,5–31	
cY	25–29		26–31		28–33		30–35		32–38		35–41	
cA	19–22		20–23		22–25		24–27		26–30		28–33	

Alle Maßangaben in cm

* Lip- oder Lymphödem im Anfangsstadium