VenoTrain® curaflow

Der Kompressionsstrumpf für die Lymphödem- und Lipödem-Therapie an Arm und Hand



Schulungsfilm
experts.bauerfeind.com/
venotrain-curaflow-arm

Das Model trägt den Armstrumpf (CG) und den nahtlosen Handschuh (AC1) in der Farbe Toscana Red

Pflegehinweise



Handschuh (AC1) ohne Naht mit offenen Fingerspitzen in der Farbe Royal



Armstrumpf (CG) in der Farbe Caramel

EIGENSCHAFTEN

- erleichtert das Anlegen dank geschmeidiger Mikrofaser
- sorgt für Atmungsaktivität und Klimaregulierung durch hautfreundliches Mikrofasermaterial
- bietet hohen Tragekomfort durch flache Sensitivnähte
- gewährleistet volle Bewegungsfreiheit durch eine anatomisch geformten, extraweichen Ellenbogenbereich
- ermöglicht passgenauen Sitz durch Maßanfertigung für individuelle Bedürfnisse

BESTELLOPTIONEN

Größensystematik: Maß

Kompressionsklassen:
Ccl 1 (15 – 21 mmHg)
Ccl 2 (23 – 32 mmHg)
Ccl 3 (34 – 46 mmHg)

Zusätze: siehe nachfolgende Seiten sowie Preisliste

MATERIALZUSAMMENSETZUNG

Arm:
Ccl 1: 79 % Polyamid, 21 % Elasthan
Ccl 2: 79 % Polyamid, 21 % Elasthan
Ccl 3: 73 % Polyamid, 27 % Elasthan

Hand nahtlos:
Ccl 1: 87 % Polyamid, 13 % Elasthan
Ccl 2: 85 % Polyamid, 15 % Elasthan
Ccl 3: 86 % Polyamid, 14 % Elasthan

Hand mit Naht:
Ccl 1: 79 % Polyamid, 21 % Elasthan
Ccl 2: 79 % Polyamid, 21 % Elasthan
Ccl 3: 70 % Polyamid, 30 % Elasthan

MASSANFERTIGUNG



Farben:

Standardfarben

CARAMEL
MARINE
ANTHRAZIT
SCHWARZ

Zusatzfarben

CREME
ESPRESSO
ROYAL

Farbeffekte*

BLACK WATER
BLACK FIRE

Trendfarben

IRISH GREEN
FRENCH LAVENDER
TOSCANA RED
WILD BERRY

*Farbeffekt ist nicht für Handversorgungen verfügbar

experts.bauerfeind.com/curaflow-arm

Lymphödem Stadium 0	Lymphödem Stadium 1 Lipödem Morphologische Einteilung 1	Lymphödem Stadium 2 Lipödem Morphologische Einteilung 2	Lymphödem Stadium 3 Lipödem Morphologische Einteilung 3