VenoTrain® curaflow

Der Kompressionsstrumpf für die Lymphödem- und Lipödem-Therapie am Bein



Schulungsfilm
experts.bauerfeind.com/
venotrain-curaflow-bein

Das Model trägt einen Oberschenkelstrumpf (AG) mit Noppenhaftband in der Farbe Irish Green

Pflegehinweise



Schenkelstrumpf (AG) mit offener Fußspitze in der Farbe Caramel



Strumpfhose (AT) mit Taillenband in der Farbe Caramel

EIGENSCHAFTEN

- erleichtert das Anlegen dank geschmeidiger Mikrofaser
- sorgt für Atmungsaktivität und Klimaregulierung durch hautfreundliches Mikrofasermaterial
- bietet hohen Tragekomfort durch flache Sensitivnähte
- verbessert den Komfort mit einer extraweichen Fußspitze
- gewährleistet volle Bewegungsfreiheit durch eine anatomisch geformte, extraweiche Kniekehle
- ermöglicht passgenauen Sitz durch Maßanfertigung für individuelle Bedürfnisse

BESTELLOPTIONEN

Größensystematik: Maß

Kompressionsklassen:
Ccl 1 (18 – 21 mmHg) bis
Ccl 4 (ab 49 mmHg)

Fußspitze: offen, schräg offen, geschlossen, schräg geschlossen

Zusätze: siehe nachfolgende Seiten sowie Preisliste

MATERIALZUSAMMENSETZUNG

Beinversorgung:
Ccl 1 – 2: 79 % Polyamid, 21 % Elasthan
Ccl 3: 70 % Polyamid, 30 % Elasthan
Ccl 4: 69 % Polyamid, 31 % Elasthan

Zehenkappe nahtlos:
Ccl 1: 87 % Polyamid, 13 % Elasthan
Ccl 2: 85 % Polyamid, 15 % Elasthan
Ccl 3: 86 % Polyamid, 14 % Elasthan

Zehenkappe mit Naht:
Ccl 1 – 2: 79 % Polyamid, 21 % Elasthan
Ccl 3: 70 % Polyamid, 30 % Elasthan

MASSANFERTIGUNG

AA1	AB	AB1	AD	AF	AG
AT	BT	B1T	CT	ET	FT
ATE	B1G	BD	BG	CG	

Farben:

Standardfarben

- CARAMEL
- MARINE
- ANTHRAZIT
- SCHWARZ

Zusatzfarben

- CREME
- ESPRESSO
- ROYAL

Farbeffekte*

- BLACK WATER
- BLACK FIRE

Trendfarben

- IRISH GREEN
- FRENCH LAVENDER
- TOSCANA RED
- WILD BERRY

* Farbeffekt ist nicht für Zehenkappen verfügbar

experts.bauerfeind.com/curaflow-leg

Lymphödem Stadium 0	Lymphödem Stadium 1 Lipödem Morphologische Einteilung 1	Lymphödem Stadium 2 Lipödem Morphologische Einteilung 2	Lymphödem Stadium 3 Lipödem Morphologische Einteilung 3

VenoTrain® curaflow

WE ARE MORE. WE ARE CURAFLOW.

Mehr, als der erste Blick erahnen lässt.

BLACK FIRE

BLACK WATER

Entdecken Sie die elegante Flachstrickkompression – Mit den neuen Farbeffekten **Black Water** und **Black Fire**.

Unsere Lovebrand curaflow:
außen weich, innen stark und dabei mehr,
als eine Flachstrickhülle.

Jeder Tag wird liebenswerter, wenn man sich wohlfühlt. In einer dynamischen Gesellschaft ist der Alltag für die Patienten allerdings nicht immer einfach. Im Kampf gegen Schmerzen und Bewegungseinschränkungen werden sie oftmals mit Vorurteilen, spöttischen Kommentaren und Ausgrenzung konfrontiert.

Doch hinter jedem Gesicht und einem optischen Eindruck steckt mehr, als der erste Blick erahnen lässt.

So auch hinter unseren neuen Farbeffekten **Black Water** und **Black Fire**: Was zunächst wie eine klassische schwarze Versorgung erscheint, wird beim näheren Hinschauen aufregend bunt. Durch die Entwicklung eines zweifarbigen Gestricks entstehen je nach Dehnungszustand der Versorgung unterschiedliche Farbkontraste am Körper.

Mit dieser Portfolioerweiterung bieten wir Lymphödem- und Lipödem-Patienten somit mehr als nur eine Kompressionsversorgung.

WE ARE MORE.
WE ARE CURAFLOW.



reddot winner 2025

Farbeffekte Black Water und Black Fire sind verfügbar für VenoTrain curaflow in folgenden Ausführungen:

MASSANFERTIGUNG

Bein							Arm		
AD	AF	AG	AT	BT	B1T	CT	CG	CF	CE
ET	FT	ATE	B1G	BD	BG	CG			

experts.bauerfeind.com/curaflow-leg

Lymphödem Stadium 0	Lymphödem Stadium 1 Lipödem Morphologische Einteilung 1	Lymphödem Stadium 2 Lipödem Morphologische Einteilung 2	Lymphödem Stadium 3 Lipödem Morphologische Einteilung 3