VenoTrain® impuls


Kraftvoll bei beginnendem Lymphödem und Lipödem



Das Model trägt die Oberschenkelstrümpfe (AG) in der Farbe French Lavender

Pflegehinweise

SERIENGRÖSSENTABELLE V6+



	I		II		III		IV		V		VI	
UMFANG	**NORMAL**	**PLUS**	**NORMAL**	**PLUS**	**NORMAL**	**PLUS**	**NORMAL**	**PLUS**	**NORMAL**	**PLUS**	**NORMAL**	**PLUS**
cT	67–89	71–91	73–111	75–115	76–118	79–119	82–127	84–129	86–136	91–138	96–140	102–145
cH	85–102		87–116		92–121		98–132		104–140		110–146	
cG	45–53	51–59	48–56	54–62	51–59	57–66	54–63	60–69	57–66	63–73	60–70	66–76
cF	39–45	43–50	42–49	46–53	45–52	49–57	48–56	52–60	51–59	55–64	54–63	58–67
cE	32–37	35–40	34–39	37–42	36–41	39–44	38–44	41–47	40–46	43–49	42–48	45–51
cD	28–32	30–34	30–34	32–37	32–37	34–39	34–39	36–41	36–41	38–43	38–43	40–46
cC	29–33	31–35	31–35	33–38	33–38	35–40	35–40	37–42	37–42	39–44	39–44	41–47
cB1	23–27	24–28	25–29	26–30	27–31	28–32	29–34	30–35	31–36	32–37	33–38	34–39
cB	19–20,5		20,5–22		22–24		24–26		26–28,5		28,5–31	
cY	25–29		26–31		28–33		30–35		32–38		35–41	
cA	19–22		20–23		22–25		24–27		26–30		28–33	

Länge ℓT	85–108
Länge ℓH	76–98
Typ	AT
Länge ℓG	
short	62–70
long	70–80
Typ	AG | AT
Länge ℓD	
short	35–40
long	40–44
Typ	AD

Alle Angaben in Zentimeter (cm)



Unterschenkelstrumpf (AD) mit geschlossener Fußspitze in der Farbe Marine



Oberschenkelstrumpf (AG) mit offener Fußspitze in der Farbe Caramel



Strumpfhose (AT Maß) mit geschlossener Fußspitze in der Farbe Anthrazit

EIGENSCHAFTEN

- gewährleistet hohen Arbeitsdruck bereits bei geringer Muskelbewegung dank kurzzugelastischem Gestrick
- hoher Tragekomfort durch atmungsaktives und hautfreundliches Mikrofasermaterial
- leichtes An- und Ablegen durch großzügig ausgearbeitete Easy-Ferse
- bietet optimale Passform durch hochdifferenziertes Größensystem V6+ (I – VI)
- Expressfertigung Maß in Farbe Caramel

BESTELLOPTIONEN

Größensystematik: V6+ (I – VI)

Kompressionsklassen:
Ccl 2 (23 – 32 mmHg)
Ccl 3 (34 – 46 mmHg)

Fußspitze: offen, geschlossen

Zusätze: siehe Preisliste

MATERIALZUSAMMENSETZUNG

Ccl 2: 80 % Polyamid, 20 % Elasthan
Ccl 3: 75 % Polyamid, 25 % Elasthan

Farben:

Standardfarben

CARAMEL

MARINE

ANTHRAZIT

SCHWARZ

Fashion Colors

IRISH GREEN

FRENCH LAVENDER

● **SERIE**
▲ **MASSANFERTIGUNG**

ABSCHLUSS HAFTBAND	AD	AG	AGHB	AT	ATH	ATX
Trikotrand / Taillenband*	● ▲			● ▲	▲	▲
Noppe	● ▲	● ▲				
Hüftbefestigung			● ▲			

*bei AT in Serie

experts.bauerfeind.com/venotrain-impuls

Lymphödem Stadium 0	Lymphödem Stadium 1 Lipödem Morphologische Einteilung 1	Lymphödem Stadium 2 Lipödem Morphologische Einteilung 2	Lymphödem Stadium 3 Lipödem Morphologische Einteilung 3