VenoTrain® soft Armstrumpf

Bewegungsfreiheit im Alltag



Das Model trägt den Armstrumpf (CG) mit Noppenhaftband in der Farbe Beige

Pflegehinweise

SERIENGRÖSSENTABELLE
VenoTrain® soft Arm

Länge ℓG	
short	39–44
long	44,1–50
Typ	CG



UMFANG	S MIN. – MAX.	M MIN. – MAX.	L MIN. – MAX.	XL MIN. – MAX.
cG	24 – 30	27 – 33	29 – 36	32 – 40
cE	22 – 26	24 – 29	27 – 32	30 – 35
cC	14 – 15	15 – 16,5	16,5 – 18	18 – 20

Alle Angaben in Zentimeter (cm)



Funktionszone in der Ellenbeuge in der Farbe Beige



Trikotrand in der Farbe Beige

EIGENSCHAFTEN

- ermöglicht mehr Bewegungsfreiheit, erhöhten Tragekomfort und vermindertes Druckempfinden durch die Komfort-Ellenbeuge
- spürbare Wirksamkeit über die gesamte Tragedauer
- bietet hautfreundliche, weiche und atmungsaktive Eigenschaften

BESTELLOPTIONEN

Größensystematik:
VenoTrain soft Arm (S – XL)

Kompressionsklassen:
Ccl 1 (15 – 21 mmHg)
Ccl 2 (23 – 32 mmHg)

MATERIALZUSAMMENSETZUNG

Ccl 1: 74 % Polyamid, 26 % Elasthan
Ccl 2: 69 % Polyamid, 31 % Elasthan

Farben:

Standardfarben

BEIGE

CARAMEL

SCHWARZ

● SERIE

ABSCHLUSS HAFTBAND	CG
Trikotrand	●
Noppe	●

experts.bauerfeind.com/venotrain-soft-arm

Lymphödem Stadium 0	Lymphödem Stadium 1 Lipödem Morphologische Einteilung 1	Lymphödem Stadium 2 Lipödem Morphologische Einteilung 2	Lymphödem Stadium 3 Lipödem Morphologische Einteilung 3