
PERFECT-FIT-SERIENGRÖSSENTABELLE

VenoTrain® micro | VenoTrain® soft | VenoTrain® soft S
VenoTrain® business | VenoTrain® hero | VenoTrain® cocoon

BAUERFEIND.COM



Länge ℓG

short	61 – 70
long	70 – 80
Typ	AG, AT

Länge ℓD

short	35 – 40
long	40 – 46
xlong[1]	46 – 52
Typ	AD

Umfang		XS für VenoTrain soft S	S Normal	S Plus	M Normal	M Plus	L Normal	L Plus	XL Normal	XL Plus
cT			bis 85		bis 90		bis 100		bis 120	
cH			bis 95		bis 105		bis 120		bis 140	
cG	Haftband Noppe weit[2]		51 – 57	59 – 66	56 – 63	62 – 69	60 – 67	66 – 74	63 – 71	71 – 80
	Haftband Noppe normal	44 – 50	45 – 51	52 – 59	49 – 56	55 – 62	53 – 60	58 – 66	55 – 63	62 – 71
	Trikotrand, Haftband[3], AT	44 – 50	45 – 57	52 – 66	49 – 63	55 – 69	53 – 67	58 – 74	55 – 71	62 – 80
cF		39 – 50	40 – 52	43 – 55	43 – 55	46 – 60	45 – 59	50 – 64	49 – 63	52 – 68
cE		32 – 38	33 – 40	36 – 44	35 – 43	39 – 49	38 – 48	42 – 53	42 – 53	47 – 58
cD		28 – 31	29 – 35	32 – 38	32 – 38	35 – 42	34 – 42	37 – 45	37 – 45	41 – 49
cC		29 – 33	31 – 37	34 – 40	34 – 40	37 – 44	37 – 45	39 – 47	40 – 48	43 – 51
cB1		23 – 26	25 – 29	27 – 31	27 – 32	29 – 34	29 – 35	31 – 37	32 – 38	34 – 40
cB		18 – 20	20 – 22		22 – 25		25 – 28		28 – 31	
cY		27 – 31	29 – 33		31 – 35		34 – 40		37 – 44	
cA		17 – 22	19 – 24		22 – 27		25 – 31		28 – 35	

Alle Angaben in Zentimeter (cm).
Bei Schuhgrößen kleiner als 36 oder größer als 46 sowie bei anatomischen Besonderheiten des Fußes empfiehlt es sich, Maßprodukte zu benutzen.

Fußlänge short und long
(nur bei VenoTrain® business, VenoTrain® hero und VenoTrain® cocoon)

Schuhgröße 36 – 41 **foot short**
Schuhgröße 41 – 46 **foot long**

[1] nur für VenoTrain hero verfügbar
[2] Haftband Noppe weit verfügbar für: VenoTrain soft, VenoTrain soft S
[3] Haftband Mikronoppe und Haftband Spitze sensitiv

BAUERFEIND®

PERFECT-FIT-LIEFERPROGRAMM (SERIE)

BAUERFEIND.COM

		VenoTrain	micro			soft			soft S		business	hero	cocoon
		 AD	 AG	 AT | ATU	 AD	 AG	 AT	 AD	 AG	 AD	 AD	 AD
Kompressionsklasse (Ccl)	1		●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Abschluss / Haftband	Trikotrand	●			●			●		●	●	●	●
	Komfortbündchen			●			●						
	Spitze Sensitiv		●			●			●				
	Noppe	●	●		●	●		●	●				
	Noppe gemustert		●			●			●				
	Mikronoppe		●			●			●				
	Hüftbefestigung					●							
Fußspitze	offen	●	●	●	●	●	●	●	●				
	geschlossen	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Farbe		CARAMEL MARINE ANTHRAZIT SCHWARZ CREME AMARETTO ESPRESSO Auch lieferbar in aktuellen Fashion Colors, mit Muster und als Batik-Edition!			CARAMEL MARINE ANTHRAZIT SCHWARZ CREME AMARETTO ESPRESSO Auch lieferbar in aktuellen Fashion Colors!			CARAMEL MARINE ANTHRAZIT SCHWARZ CREME AMARETTO ESPRESSO Auch lieferbar in aktuellen Fashion Colors!		SCHWARZ MARINE DENIM GRAU	SCHWARZ MARINE DENIM GRAU	SCHWARZ MARINE DENIM GRAU

Änderungen vorbehalten. Weitere Informationen entnehmen
Sie bitte der jeweiligen Produktdetailseite unter **www.bauerfeind.com**.

BAUERFEIND AG · Triebeser Straße 16 · 07937 Zeulenroda-Triebes · Germany

Rev.18 – 2025-01_271 2010 0000 008