



ZUSÄTZE

für Arm und Hand

VenoTrain curaflow ermöglicht durch Maßanfertigung eine individuelle Anpassung der Produkte an die Bedürfnisse seiner Träger. Die hier gezeigten Produkt-Zusätze bilden die meistgewählten Zusatzoptionen ab. Insgesamt ergeben sich in unserem umfangreichen Maßprogramm über 1.000 Produkt-Kombinationsmöglichkeiten.

Weitere Zusätze können Sie in unserer aktuellen Preisliste nachschlagen oder im Bauerfeind-Onlineshop bestellen.

WAS? ZUSÄTZE	WANN? EINSATZGEBIETE	WIE? WIRKUNGSWEISEN
Funktionszone Standard für alle Armversorgungen 	• bei Lymphödem- und Lipödem-Patienten empfohlen	• eingearbeitete Funktionszone für verminderte Faltenbildung • anatomische Form für bessere Gelenkfunktionalität
Ellenbogen 160°, 150° oder 135° 	**160°:** als Standardversorgung **150°:** permanentes Arbeiten in Beugung des Ellenbogens **135°:** Patienten, die den Ellenbogen nicht mehr in volle Extension bekommen können	• Verminderung der Faltenbildung im Beugebereich und somit Verhinderung der Abschnürung
Schräger Abschluss 	• grundsätzlich bei Lymphödem- und Lipödem-Patienten • anatomische Form • weiches Hautgewebe	• verbesserter Kompressionsverlauf im Strumpfendbereich • anatomische Passform • Vermeidung von zirkulären Abschnürungen

WAS? ZUSÄTZE	WANN? EINSATZGEBIETE	WIE? WIRKUNGSWEISEN
Haftbandstück 	• bei sehr weichem Gewebe • ausgeprägte konische Armform	• zusätzlicher Halt • Verhinderung des Rutschens
Reißverschluss 	• Nebenerkrankungen wie Rheuma, Arthritis etc. • bei schlaffen Paresen	• erleichtert das An- und Ablegen der Versorgung
Lymphpad eingearbeitet 	• lokal verstärktes Ödem oder Verhärtung • Abweichungen vom anatomischen Standard	• Erhöhung des punktuellen Drucks • Vermeidung von Ödemen und Verhärtungen
Handschuh nahtlos 	• leichte bis mittlere Fingerödeme • leichte bis mittlere Ödeme auf dem Handrücken	• Vermeidung von Ödemen in Fingern und Handrücken
Handschuh mit Naht 	• mittlere bis ausgeprägte Fingerödeme • mittlere bis ausgeprägte Ödeme auf dem Handrücken	• Vermeidung von Ödemen in Fingern und Handrücken